



Urin til analyse for U-Albumin/creatinin ratio

1. Undersøgelsen laves på en almindelig morgenurin. Det vil sige den første urin du lader, når du er stået op. Opsaml urinen i et rent bæger.
2. Urinen overføres med den vedlagte plastikpipette til røret med gul prop. Plastikpipetten kasseres efter brug.
3. Husk at sætte proppen godt fast.
4. Urinprøverøret mærkes med en vilkårlig nummeretiket fra henvisnings-sedlen, som du har fået af din egen læge.
5. Skriv dato på henvisningssedlen.
6. Anbring prøverøret i den hvide pose med de tre lommer og læg posen med prøven i plastposen. Luk plastposen og læg den derefter i "boble-kuverten" eventuelt sammen med en specifikation over prøverne. Luk kuverten. Kuverten er adresseret til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Husk at frankere som A storbrev (vægt højst 50 g).

Urinprøven indsendes 1-2 uger inden det planlagte besøg hos lægen.

Send ikke prøven fredage og lørdage.